



Botte de marche pneumatique HAUTE



ORMIHL - BOOTS



INDICATIONS MEDICALES

-Botte de marche à réglage pneumatique offrant une immobilisation et une contention pneumatique dégressive favorisant la réduction des oedèmes et la cicatrisation ligamentaire et / ou osseuse.

-Fracture sans déplacement de 1/3 inférieur de la jambe, de la cheville ou du pied. Fracture de fatigue.

-Entorse grave de la cheville.

-Post-opératoire, la coque est particulièrement adaptée à la contention dans les réparations ligamentaires et tendineuses - ostéotomie -

CARACTERISTIQUES

-Alternative au plâtre.

-Système de gonflage et de dégonflage efficace et précis.

-Poids réduit.

-Mise en place facilitée par la forme en gouttière et la grande amplitude d'ouverture du chausson permettant de faire glisser la botte sous la jambe du patient, genou en flexion, sans manipulations douloureuses.

-Coque fermée à double valve.

-Semelle amortissante et anti-dérapante.

-Pare choc anti-vibrations.

-Chausson amovible et lavable.

-Facilités d'application à tout morphotypes.

-Livrée avec une pompe pour le réglage de la pression d'air.

Taille :

T1 – S/M : 35 à 39

T2 – L/XL : 40 à 45

Coloris : noir

TIPS : 201G00.111

SS : 64.40€

RENSEIGNEMENTS :

187 RUE LEON BLUM - BP 1019

69613 VILLEURBANNE CEDEX

TEL : 0820 20 64 20 - FAX : 0800 25 93 04

www.ormihl.fr