



ORMIHL DANET

# STABILIG AJOUREE

ATTELLE DE GENOU ARTICULEE REGLABLE

Circonférence cuisse  
T1      T2      T3  
<45cm    45/50    51 cm

Circonférence mollet  
<35 cm    35/45    46 cm



#### RENSEIGNEMENTS :

187 RUE LEON BLUM  
BP 1019  
69613 VILLEURBANNE

TEL : 0820 20 64 20  
FAX : 0800 25 93 04

[http:// www.ormihl.fr](http://www.ormihl.fr)

*Orthèse intégrant 4 sangles velcro. 2 articulations avec réglage des angles de flexion ou d'extension. Hauteur 40 cm.*

**INDICATIONS MEDICALES :** rupture ou déchirure des ligaments croisés antérieurs avant ou après intervention chirurgicale.

**REEDUCATION POST OPERATOIRE :** protection des angles de flexion et ou d'extension du genou, reprise d'une activité sportive.

**MISE EN PLACE :** prise de mesure : 15 cm au dessus de la rotule, genou légèrement fléchi et 15 cm au dessous.

Les deux embases métalliques en duralumin (cuisses et tibia) seront formées à la main en fonction de l'anatomie du patient.

Les sangles, devront avoir un serrage suffisant pour exercer une immobilisation efficace tout en évitant l'effet garot.